## **:::** Med*Tec*

# **TIJERAS INCUT**

CÓDIGO: IC5330/ IK5330

MARCA PETERS SURGICAL PROCEDENCIA: FRANCIA

Tijera laparoscópica desechable IN CUT de uso único que viene con un conector monopolar estándar. Las cuchillas rotan 360 grados y están ajustadas gracias a la posición ergonómica de una rueda del mango.

#### Características

- Tijeras para corte en frío y coagulación (Conector Monopolar) para cualquier intervención laparoscópica.
- impide cualquier perturbación luminosa gracias a que las hojas de las tijeras de acero inoxidable.
- Capacidad de corte constante, en toda la longitud de las cuchillas, sea cual sea el tipo de tejido y la posición de la hoja/plano de corte.
- Mango liviano tiene un conector HF estándar para la coagulación monopolar que se puede usar con todos los modelos de cable.

### Biocompatibilidad

Todos los componentes son biocompatibles y libre de látex.

#### Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

### **Empaque**

El producto viene embalado en una caja con 25 unidades estériles.

#### Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno con envase indemne.

#### Certificaciones

- ISO 13485:2003.
- ISO 13485:2012.
- EC.

#### **Presentaciones:**

	Código de Referenci a	Denominación	Diámetro	Longitud de Trabajo	Longitud de las Hojas
	IC5 330 (cirugía ginecológi ca)	Tijera Incut 5mm.330mm. Conector radial.	5mm.	330mm.	17 mm.
	IK5 330 (cirugía digestiva)	Tijera Incut 5mm.330mm. Conector axial.	5mm.	330mm.	17 mm.

