
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG- 050
	SONDA NASOGÁSTRICA NUTRICARE ADULTO	

Individualización del Producto		
Descripción	La sonda de alimentación nasogástrica de poliuretano EnFit a largo plazo para pacientes adultos	
Código	NC14.092ISOSAF-ROW	Sonda Poliuretano NG Nutricare 14 Fr 92cm - ENFit
	NC16.092ISOSAF-ROW	Sonda Poliuretano NG Nutricare 16 Fr 92cm - ENFit
Marca	ENTERAL (GBUK)	
Procedencia	Inglaterra	



Descripción del Producto	
Características	<ul style="list-style-type: none"> • La sonda de alimentación Nutricare está destinada a ser insertada en el canal alimentario a través de la cavidad nasal u oral con el fin de suministrar fluidos, medicamentos o nutrición. El dispositivo también está destinado a ser utilizado para el drenaje o la aspiración de las secreciones gástricas • Material de la sonda: Poliuretano totalmente radiopaco. • Sonda centimetrada. • Conector EnFit macho (ISO 80369-3). • El paquete incluye: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sonda nasogástrica y tapa azul. ○ Registro de inserción. • Medidas disponibles: <ul style="list-style-type: none"> ○ 14 FR x 92 cm. ○ 16 FR x 92 cm. • Uso hasta 90 días. • Claramente identificable con punta única visible.
Biocompatibilidad	Todos los componentes de la sonda nasogástrica Nutricare adulto son biocompatibles, estéril en óxido de etileno, libre de látex, ftalato y DEHP.
Almacenamiento	El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 13485. • ECC
Empaque	El producto viene embalado en caja de cartón con 5 unidades en blisters estériles etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

www.medtec.cl



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

REG- 050

SONDA NASOGÁSTRICA NUTRICARE ADULTO

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

www.medtec.cl