
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG- 050
	STATLOCK EPIDURAL	

Individualización del Producto	
Descripción	Dispositivo de estabilización diseñado para la seguridad de los catéteres epidurales utilizados para la anestesia regional. Cuenta con un retenedor de serpentina con un núcleo adhesivo integrado para mayor seguridad.
Código	VEDC
Marca	BARD
Procedencia	E.E.U.U



Descripción del Producto	
Indicaciones	El dispositivo de estabilización StatLock es compatible con tubos y catéteres médicos.
Contraindicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Alergias conocidas a cinta adhesiva. • Sensibilidad conocida a la benjuina.
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Alternativa más efectiva que la cinta para ayudar a mejorar los resultados clínicos, la calidad de la atención y las eficiencias económicas. • Está diseñado para la seguridad de los catéteres epidurales utilizados para la anestesia regional. • Es de un solo uso y debe ser reemplazado cada 7 días. • Evitar el contacto del dispositivo de estabilización con alcohol o acetona, ambos pueden debilitar la unión de los componentes y la adherencia de la almohadilla del dispositivo. • Retirar el aceite y la crema hidratante del área específica de la piel.
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 13485:2016. • FDA.
Almacenamiento	El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.
Empaque	El producto viene embalado en caja de cartón de 25 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote y adhesivos ficha paciente.
Esterilización	Producto estéril en óxido de etileno, sin DHEP, libre de látex, apirógeno.

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

www.medtec.cl