

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	REG- 050
	ADAPTADORES DE TRANSICIÓN ENFIT TRN - 202	

Individualización del Producto	
Descripción	Los adaptadores de transición enteral de AMT están diseñados para facilitar las conexiones específicas de nutrición enteral entre conectores que cumplen el estándar AAMI/CN3 (PS) y antiguos conectores enterales que no siguen la normativa ISO 80369-1
Código	TRN202
Marca	AMT
Procedencia	E.E.U.U



Descripción del Producto	
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptador destinado a mejorar la seguridad del paciente y disminuir el riesgo de conexiones incorrectas de dispositivos médicos. Adaptador incompatible con adaptadores Luer, utilizados comúnmente en aplicaciones IV. • Adaptador de catéter hembra a ENFIT hembra. • El adaptador AMT ENFIT se asegurará de manera muy similar a un sistema de bloqueo con rosca Luer, aunque el diseño es más grande, y por lo tanto incompatible con Luer. • Para uso con un solo paciente.
Biocompatibilidad	Todos los componentes de los adaptadores ENFIT AMT son biocompatibles, libres de látex, ftalatos y DEHP.
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 13485:2016. • FDA . • EC
Almacenamiento	El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.
Empaque	El producto viene embalado en caja de cartón con 10 unidades, etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile

Fono: 22286925 – 22283171

www.medtec.cl