

AGUJA Y PISTOLA DE BIOPSIA MAXCORE

MARCA:BD

PROCEDENCIA: EEUU.

Aguja para biopsia desechable, de acción rápida diseñada para ser utilizada en toma de muestras de biopsia core de órganos blandos. Indicado en toma de biopsia de órganos blandos como mama, próstata, hígado, pulmón, tiroides, bazo, riñón y ganglios linfáticos.

Características

- Aguja totalmente desechable centimetrada.
- Permite obtener muestras precisas, menos fragmentadas y más consistentes, con una mínima distorsión del patrón celular, gracias a su aguja biselada con terminado de electro-pulido.
- Profundidad de penetración de disparo: 22 mm.
- Tamaño de la muestra: 19 mm.
- Presenta dos botones de disparo, para acomodar su preferencia (posterior y lateral).
- Color indicativo del Gauge.
- Capacidad de utilizar con una sola mano, con un mango plástico de diseño ergonómico y ligero para un buen manejo y control.
- Medidas disponibles:
 - MC1410: 14G x 10cm.
 - MC1416: 14G x 16cm.
 - MC1610: 16G x 10cm.
 - MC1616: 16G x 16cm.
 - MC1810: 18G x 10cm.
 - MC1816: 18G x 16cm.
 - MC1820: 18G x 20cm.
 - MC1825: 18G x 25cm.
 - MC2016: 20G x 16cm

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.



Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 5 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

Certificaciones

ISO 13485 - FDA.

Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno, uso único. Libre de látex, apirógeno.